


抗リン酸化ユビキチン-Ser65 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P62979 / P62987 / P0CG47 / P0CG48

商品番号: CM0001301



前書き

WB、ELISAで検証済みの抗リン酸化ユビキチン-Ser65

ウサギポリクローナル抗体。ヒトユビキチンのリン酸化Ser65を検出。ユビキチン化、タンパク質分解、シグナル伝達経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ユビキチン-Ser65 ウサギpAb
備考/別名	UBC; S27A; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HEL-S-50; HMG20; リン酸化ユビキチン-Ser65
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6233/7311/7314/7316
GeneID	6233/7311/7314/7316
免疫原	合成ペプチド：ヒトユビキチン (NP_002945.1) のS65周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
タンパク質分子量	18kDa/15kDa/77kDa
発送	保冷剤