

Anti-Phospho-B-Catenin-S45 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P35222

商品番号: CM0000912



前書き

WBおよびELISA用Phospho-β-Catenin-S45ウサギポリクローナル抗体（P35222）。ヒト、マウス、ラットの内在性リン酸化β-カテニン（Ser45）を検出します。Wntシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-β-Catenin-S45 Rabbit pAb
備考/別名	EVF7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho-β-Catenin-S45
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1499
GeneID	1499
免疫原	ヒトβ-カテニン（NP_001091679）のS45周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35222
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ