

Anti-Phospho-B-Catenin (S552) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35222

商品番号: CM0000871



前書き

リン酸化β-

カテニン（S552）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があり、WB、ELISAで検証済みです。Wntシグナリングおよび細胞接着の研究に最適です。 - P35222

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-β-Catenin-S552 Rabbit pAb
備考/別名	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho-β-Catenin-S552
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1499
GeneID	1499
免疫原	合成ペプチド：ヒトβ-カテニン（NP_001091679）のS552周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35222
タンパク質分子量	85 kDa
配送	氷袋