

Anti-Phospho-Vangl2 (S79/S82/S84) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9ULK5

商品番号: CM0001294



前書き

セリン79、82、および84でリン酸化されたVANGL2に特異的なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびラットのサンプルと反応します。平面細胞極性および発生プロセスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-VANGL2-S79/S82/S84 Rabbit mAb
備考/別名	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Phospho-VANGL2-S79/S82/S84
種	ヒト
GeneID (Human)	57216
GeneID	57216
免疫原	合成ペプチド：ヒトVANGL2のS79/S82/S84周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9ULK5
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ