


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Vasp-S239 ポリクローナル抗体 - P50552

商品番号: CM0000769



前書き

ウサギポリクローナル抗体は、リン酸化VASP-S239（血管拡張刺激リン酸化タンパク質）を検出します。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。細胞骨格および細胞遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	リン酸化VASP-S239 ウサギ pAb
備考/別名	VASP; Phospho-VASP-S239
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7408
GeneID	7408
免疫原	合成ペプチド; ヒトVASP (NP_003361.1) のS239周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50552
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ