

抗リン酸化Vegf受容体2-Y1175 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P35968

商品番号: CM0001159



前書き

Y1175でリン酸化されたVEGF受容体2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。血管新生および血管シグナル伝達研究に最適。ヒト、マウス、ラットに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化VEGF受容体2-Y1175 ウサギpAb
備考/別名	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; リン酸化VEGF受容体2-Y1175
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3791
遺伝子ID	3791
免疫原	ヒトVEGF受容体2 (NP_002244.1) のY1175周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35968
タンパク質分子量	152kDa
発送	保冷バッグ