


Wb、Elisa用 抗リン酸化ビメンチン-S83 ウサギポリクローナル抗体 - P08670

商品番号: CM0001068



前書き

Ser83でリン酸化されたビメンチンを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルにおけるウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。約54kDaのバンドを検出します。中間径フィラメント、細胞遊走、上皮間葉転換の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ビメンチン-S83 ウサギ pAb
備考/別名	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S83
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7431
遺伝子ID	7431
免疫原	合成ペプチド - ヒトVIM (NP_003371.2) のS83周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P08670
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ