


Anti-Phospho-Yap1-S127 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P46937

商品番号: CM0001733



前書き

セリン127でリン酸化されたYAP1に特異的な高品質なウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでウェスタンブロットおよびELISAにより検証済み。Hippoシグナル伝達経路およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-YAP1-S127 Rabbit mAb
備考/別名	YAP1; COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI; Yes associated protein 1; Phospho-YAP1-S127
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10413
GeneID	10413
免疫原	合成ペプチド：ヒトYAP1 (NP_001123617.1) のS127周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46937
タンパク質分子量	36kDa/48kDa/49kDa/50kDa/52kDa/53kDa/54kDa
配送	アイスバッグ