


Anti-Phospho-Yap1-S127 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P46937

商品番号: CM0000970



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証されたリン酸化特異的YAP1 (Ser127)

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。臓器サイズと腫瘍抑制の重要な制御因子である、Hippoシグナル経路の転写共活性化因子YAP1を標的とします。がん研究およびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-YAP1-S127 Rabbit pAb
備考/別名	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Phospho-YAP1-S127
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10413
GeneID	10413
免疫原	ヒトYAP1 (NP_001123617.1) のS127周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46937
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ