


Anti-Phospho-Yap1-S128 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P46937

商品番号: CM0001469



前書き

Ser128でリン酸化されたYAP1（Hippoシグナル経路の重要なエフェクター）を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルに反応し、ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みです。がん研究や臓器サイズの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-YAP1-S128 Rabbit pAb
備考/別名	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Phospho-YAP1-S128
種	ヒト (Human)
遺伝子ID (ヒト)	10413
遺伝子ID	10413
免疫原	ヒトYAP1 (NP_001123617.1) のS128周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	リン酸化抗体 (Phosphorylated Antibodies)
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト (Human), マウス (Mouse)
SWISS	P46937
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋 (Ice bag)