


ウエスタンブロットおよびIf/Icc用 抗リン酸化Ywhaz-S58 ウサギPab - P63104

商品番号: CM0001098



前書き

セリン-

58でリン酸化されたYWHAZを特異的に検出するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルでのウエスタンブロットおよび免疫蛍光に適しています。シグナル伝達経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化YWHAZ-S58 ウサギpAb
備考/別名	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; Phospho-YWHAZ-S58
種	ヒト
遺伝子ID	7534
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF/ICC
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63104
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ