


Wb、If-P、Elisa用 抗ホスホランバン モノクローナル抗体 - P26678

商品番号: CM0007076



前書き

WB、IF-

P、ELISAで検証済みのウサギ由来抗ホスホランバンモノクローナル抗体で、マウスおよびラットと交差反応性を示します。心筋収縮に関与する筋小胞体カルシウム制御因子を標的とし、心血管研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホランバン ウサギmAb
備考/別名	PLN; CMD1P; CMH18; PLB; phospholamban; Phospholamban
種	ヒト
遺伝子ID	5350
免疫原	ヒト・ホスホランバンのアミノ酸1-52番の配列に対応する合成ペプチド。(NP_002658.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P26678
タンパク質分子量	6 kDa
輸送方法	氷袋