

Anti-Phospholipid Scramblase 1 (Plscr1) モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O15162

商品番号: CM0008775



前書き

Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) ラビット mAb。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの反応性を有し、アポトーシスおよび抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) Rabbit mAb
備考/別名	MMTRA1B; Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5359
GeneID	5359
免疫原	合成ペプチド：ヒト Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1) (NP_066928.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15162
タンパク質分子量	35kDa
配送	保冷バッグ