


抗リン脂質スクランブラーゼ1 (Plscr1)

ウェスタンブロッティングおよびElisa用ポリクローナル抗体 - O15162

商品番号: CM0031052



前書き

ヒトリンパ脂質スクランブラーゼ1 (PLSCR1) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。35kDaのタンパク質を検出。アポトーシス、ウイルス防御、脂質スクランブリング研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	リン脂質スクランブラーゼ1 (PLSCR1) ウサギ pAb
備考/別名	MMTRA1B; リン脂質スクランブラーゼ1 (PLSCR1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5359
GeneID	5359
免疫原	ヒトリンパ脂質スクランブラーゼ1 (PLSCR1) (NP_066928.1) のアミノ酸1-318に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロッティング、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15162
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ