

Wb、Elisa用抗Phox2Bウサギモノクローナル抗体 - Q99453

商品番号: CM0012625



前書き

ヒトPHOX2Bに対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスと交差反応します。ノルアドレナリン作動性ニューロンの発生に不可欠で、神経芽腫および先天性中枢性低換気症候群（CCHS）に關与する転写因子を標的とします。神経科学および腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PHOX2BウサギmAb
備考／別名	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8929
遺伝子ID	8929
免疫原	ヒトPHOX2B (NP_003915.2) のアミノ酸215～314内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99453
タンパク質分子量	32 kDa
配送	保冷剤