

WbおよびElisa用Anti-Phox2B Rabbit Polyclonal Antibody - Q99453

商品番号: CM0027982



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-PHOX2B Rabbit Polyclonal

Antibody。ヒト、マウス、ラットのPHOX2B（自律神経系ニューロンの発生に不可欠な転写因子）を標的とします。神経生物学、神経芽腫、および発生疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHOX2B Rabbit pAb
備考/別名	CCHS, PMX2B, NBLST2, NBPhox, PHOX2B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8929
免疫原	ヒトPHOX2B (NP_003915.2) のアミノ酸1-90に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99453
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋