

Anti-Phpt1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nrx4

商品番号: CM0013469



前書き

ヒトPHPT1（14

kDaホスホヒスチジンホスファターゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ヒスチジンホスファターゼ活性の研究に適しています。Q9NRX4。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHPT1 ウサギ pAb
備考/別名	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29085
遺伝子ID	29085
免疫原	ヒトPHPT1 (NP_054891.2) のアミノ酸1-125に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRX4
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスパック