

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Phpt1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrx4

商品番号: CM0015869



前書き

ヒトPHPT1（ホスホヒスチジンホスファターゼ1）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫原は組換えタンパク質です。研究用途のみで使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHPT1 ウサギpAb
別名	PHP; PHP14; CGI-202; HSPC141; HEL-S-132P; PHPT1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29085
遺伝子ID	29085
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRX4
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	氷袋梱包