

Wb & Elisa用抗Phrf1ウサギポリクローナル抗体 - Q9P1Y6

商品番号: CM0019626

前書き

ヒトPHRF1（PHDおよびRINGフィンガードメイン含有タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。約179 kDaのバンドを検出し、この金属結合性リン酸化タンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PHRF1ウサギpAb
備考／別名	RNF221; PPP1R125; PHRF1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57661
免疫原	合成ペプチド ヒトPHRF1（NP_001273512.1）のアミノ酸1350～1450に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P1Y6
タンパク質分子量	179kDa
輸送条件	保冷剤