

Wb、Ip、Elisa用抗Pi3キナーゼP110Aウサギモノクローナル抗体 - P42336

商品番号: CM0007047



前書き

ヒトPI3キナーゼp110α (PIK3CA) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットにも交差反応性を示します。PI3K/AKTシグナル伝達経路を標的とするIVDアッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3キナーゼp110αウサギmAb
備考／別名	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PI3キナーゼp110α
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5290
GeneID	5290
免疫原	ヒトPI3キナーゼp110α (NP_006209.2) のアミノ酸294～610に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42336
タンパク質分子量	124kDa
輸送	保冷バッグ