

WbおよびElisa用抗Pi3キナーゼP110ベータポリクローナル抗体 - P42338

商品番号: CM0017387

前書き

ヒトPI3キナーゼp110ベータに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。細胞増殖、生存、発がんシグナル伝達に関与するPIK3CBを標的とします。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3キナーゼp110ベータ ウサギpAb
備考／別名	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3キナーゼp110ベータ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5291
遺伝子ID	5291
免疫原	ヒトPI3キナーゼp110ベータ (NP_006210.1) のアミノ酸410〜600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42338
タンパク質分子量	123kDa
配送	アイスバッグ