

Anti-Pi3 Kinase P110 Beta Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P42338

商品番号: CM0006525

前書き

WBおよびELISA用に検証されたAnti-PI3 Kinase p110 beta Rabbit Monoclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットを検出します。PI3 K/AKTシグナル伝達、細胞増殖、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3 Kinase p110 beta Rabbit mAb
備考/別名	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5291
GeneID	5291
免疫原	ヒトPI3 Kinase p110 beta (NP_006210.1) のアミノ酸410-600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42338
タンパク質分子量	123 kDa
配送	アイスバッグ