

Anti-Pi3 Kinase P110 Beta Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P42338

商品番号: CM0003802

前書き

ヒトPI3キナーゼp110ベータ（PIK3CB、P42338）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに検証済みです。PI3K/AKTシグナル伝達、血小板生物学、オートファジー、およびがんの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3 Kinase p110 beta Rabbit mAb
備考/別名	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5291
GeneID	5291
免疫原	ヒトPI3キナーゼp110ベータ（NP_006210.1）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42338
タンパク質分子量	123kDa
配送	アイスバッグ