

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pi3キナーゼP110デルタ ウサギモノクローナル抗体 - O00329

商品番号: CM0002979



前書き

ヒトPI3キナーゼp110デルタ（O00329）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫学および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3キナーゼp110デルタ ウサギmAb
備考／別名	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 Kinase p110 delta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5293
免疫原	合成ペプチド：ヒトPI3キナーゼp110デルタ（O00329）のアミノ酸200～300領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00329
タンパク質分子量	119 kDa
発送方法	氷袋