


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pi3キナーゼP85A ポリクローナル抗体 - P27986

商品番号: CM0014208



前書き

ヒトPI3キナーゼp85αに対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAでの使用が認証されています。マウスおよびラットと交差反応します。PI3K/AKTシグナル伝達やインスリン代謝経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3 Kinase p85 alpha ウサギ pAb
備考／別名	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5295
GeneID	5295
免疫原	ヒトPI3キナーゼp85α (NP_852556.2) のアミノ酸240～380番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27986
タンパク質分子量	84kDa
発送方法	氷袋