


抗PI3キナーゼP85Aウサギモノクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa対応） - P27986

商品番号: CM0005565



前書き

高品質な組換えPI3キナーゼp85αウサギモノクローナル抗体で、WB、IF、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、PI3K/AKTシグナル伝達や代謝疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3キナーゼp85α ウサギモノクローナル抗体
別名	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
種	ヒト
遺伝子ID	5295 (ヒト)
免疫原	ヒトPI3キナーゼp85α (NP_852664.1) のアミノ酸240～380番を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27986
タンパク質分子量	84kDa
輸送方法	氷袋