


WbおよびElisa用 Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha ウサギモノクローナル抗体 - P27986

商品番号: CM0005199



前書き

PI3 Kinase p85

alphaを標的とするモノクローナルウサギ抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。PI3K/AKTシグナル伝達、インスリン応答、受容体型チロシンキナーゼ経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3 Kinase p85 alpha ウサギ mAb
備考/別名	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5295
遺伝子ID	5295
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27986
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ