

Wb、Elisa用 抗Pi3キナーゼP85A/Bウサギモノクローナル抗体 - P27986 / O00459

商品番号: CM0007613



前書き

PI3キナーゼp85αおよびβ（PIK3R1/PIK3R2）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA用途向け。ヒトおよびマウス種で検証済み。PI3K/AKT経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3キナーゼp85α/βウサギmAb
備考／別名	PIK3R1/PIK3R2；PI3キナーゼp85α/β
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5295/5296
遺伝子ID	5295/5296
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P27986/O00459
タンパク質分子量	42～54 kDa／81～84 kDa
配送	保冷バッグ