


Anti-Pi3 Kinase P85 Alpha/Beta Rabbit Polymab® For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27986/O00459

商品番号: CM0007528



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。PIK3R1/PIK3R2 (p85 alpha/beta) を標的とします。がん、代謝、および免疫応答の研究におけるPI3K/AKTシグナル伝達の解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3 Kinase p85 alpha/beta Rabbit PolymAb®
備考/別名	PIK3R1/PIK3R2
種	ヒト
遺伝子ID	5295 (PIK3R1) / 5296 (PIK3R2)
免疫原	合成ペプチド；ヒトPI3 Kinase p85 alpha/beta由来の合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27986/O00459
タンパク質分子量	42-54 kDa/81-84 kDa
配送	アイスパック