


Wb、Elisa用 抗Pi3キナーゼ P85B モノクローナル抗体 - O00459

商品番号: CM0012753



前書き

PI3キナーゼ

p85 β に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットのp85 β (82 kDa)を検出します。PI3K/AKTシグナル伝達、癌、代謝経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3キナーゼ p85 β ウサギ mAb
備考/別名	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3キナーゼ p85 β
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5296
GeneID	5296
免疫原	ヒトPI3キナーゼ p85 β (O00459)のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O00459
タンパク質分子量	82kDa
発送	保冷バッグ