


抗PI3キナーゼP85ベータ ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa対応 - O00459

商品番号: CM0021029



前書き

PI3キナーゼp85ベータ（PIK3R2）に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。PI3Kの調節サブユニットで、細胞増殖とシグナル伝達に関与します。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3キナーゼp85ベータ ウサギpAb
備考/別名	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5296
GeneID	5296
免疫原	ヒトPI3キナーゼp85ベータ (NP_005018.1) のアミノ酸108～298番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00459
タンパク質分子量	82kDa
輸送方法	氷袋