


抗PI3キナーゼP85B ウサギポリクローナル抗体 - Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 - O00459

商品番号: CM0021714



前書き

ヒトPI3キナーゼp85βを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性p85βを検出します。PI3K/AKTシグナル伝達および癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3 Kinase p85 beta Rabbit pAb
別名	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5296
遺伝子ID	5296
免疫原	ヒトPI3キナーゼp85β (NP_005018.1) のアミノ酸1〜85番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00459
タンパク質分子量	82kDa
輸送方法	氷袋