

Anti-Pi3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P19957

商品番号: CM0028262



前書き

ヒトPI3（Elafin、SKALP、ESI）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。エラスターゼ阻害および炎症性皮膚疾患の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3 Rabbit pAb
備考/別名	ESI; WAP3; SKALP; WFDC14; cementoin; PI3
種	ヒト
遺伝子ID	5266
免疫原	ヒトPI3（NP_002629.1）のアミノ酸23-117に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19957
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスパック