

ウエスタンブロッティング (Wb) およびElisa用 抗Pi3K- γ

ウサギモノクローナル抗体 - P48736

商品番号: CM0004262



前書き

WBおよびELISA用途向けの、PI3K- γ (p110 γ , 126kDa) に対する高品質ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのPI3K γ を検出し、免疫細胞シグナル伝達、走化性、GPCRを介した経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PI3K- γ ウサギmAb
備考/別名	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5294
GeneID	5294
免疫原	ヒトPI3 Kinase- γ (NP_002640.2) のアミノ酸130～342番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P48736
タンパク質分子量	126kDa
発送方法	保冷剤