


Wb、If/Icc、Elisa用抗Pi3K P85A/P55γ/P85Bポリクローナル抗体 - P27986 / O00459 / Q92569

商品番号: CM0023320



前書き

PI3K制御サブユニットp85α、p55γ、p85β（PIK3R1、PIK3R2、PIK3R3）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。インスリンシグナル伝達および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI3KP85α/P55γ/P85β ウサギ pAb
備考/別名	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; PI3KP85α/P55γ/P85β
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5295/5296/8503
遺伝子ID	8503/5295/5296
免疫原	ヒトPIK3R1/PIK3R2/PIK3R3 (NP_852664.1) のアミノ酸400～500番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27986/O00459/Q92569
タンパク質分子量	42～54 kDa/81～84 kDa
発送方法	保冷剤