


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Pi4K2B ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tcg2

商品番号: CM0023528



前書き

ヒトPI4K2Bを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。PI4P合成と小胞輸送に関与するホスファチジルイノシトール4-キナーゼタイプ2-ベータを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI4K2B ウサギ pAb
備考/別名	PIK42B; PI4KIIIB; PI4K2B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55300
遺伝子ID	55300
免疫原	ヒトPI4K2B (NP_060793.2) のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TCG2
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ