


ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Pi4Ka ウサギ ポリクローナル抗体 - P42356

商品番号: CM0021971



前書き

ヒトPI4KAを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPI4KAを検出します。ホスファチジルイノシトールシグナル伝達および癌性対麻痺研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PI4KA ウサギ pAb
備考/別名	SPG84; GIDID2; PIK4CA; PMGYCHA; pi4K230; PI4K-ALPHA; PI4KA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5297
免疫原	ヒトPI4KA (P42356) のアミノ酸1780-1860に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42356
タンパク質分子量	237kDa
輸送	保冷バッグ