


WbおよびElisa用抗Pias1ウサギモノクローナル抗体 - O75925

商品番号: CM0009810



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの高品質な抗PIAS1ウサギモノクローナル抗体。転写制御およびDNA修復に参与する72 kDaのE3 SUMOリガーゼであるヒトおよびマウスPIAS1に反応します。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIAS1ウサギmAb
備考／別名	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8554
GeneID	8554
免疫原	ヒトPIAS1 (O75925) のアミノ酸3〜101に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75925
タンパク質分子量	72 kDa
発送	保冷バッグ