


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pias1+Pias2ウサギモノクローナル抗体 - O75925/O75928

商品番号: CM0012172



前書き

PIAS1およびPIAS2を認識するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットの内在性発現レベルを検出します。SUMO化、STATシグナル伝達、クロマチン制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIAS1+PIAS2 ウサギmAb
備考／別名	DDXBPI1; GBP; GU/RH-II; ZMIZ3; PIAS1+PIAS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8554/9063
GeneID	8554/9063
免疫原	合成ペプチド ヒトPIAS1+PIAS2 (O75925) のアミノ酸552～651内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75925/O75928
タンパク質分子量	76 kDa
輸送条件	保冷バッグ