

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pias2 ウサギポリクローナル抗体 - O75928

商品番号: CM0024953



前書き

ヒトPIAS2（E3 SUMO-タンパク質リガーゼPIAS2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。SUMO化、転写制御、ステロイドホルモンシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIAS2 ウサギ pAb
備考/別名	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
種	ヒト
遺伝子ID	9063
免疫原	ヒトPIAS2（NP_004662.2）のアミノ酸420-621に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75928
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ