

If/IccおよびElisa用抗Pias3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6X2

商品番号: CM0014774



前書き

STATシグナル伝達およびSUMO化に関与するヒトPIAS3を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISA

applicationsに適しており、ヒトサンプルで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIAS3 Rabbit pAb
備考/別名	ZMIZ5; PIAS3
種	ヒト
遺伝子ID	10401
免疫原	ヒトPIAS3（NP_006090.2）のアミノ酸399～628に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y6X2
タンパク質分子量	68kDa
配送	保冷バッグ