

Wb、Elisa用 Anti-Pias4 ポリクローナル抗体 - Q8N2W9

商品番号: CM0027794

前書き

ヒトPIAS4に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。SUMO化、転写制御、DNA修復経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIAS4 Rabbit pAb
備考/別名	PIASY; Piasg; ZMIZ6; PIAS-gamma; PIAS4
種	ヒト
GeneID	51588
免疫原	ヒトPIAS4 (NP_056981.2) のアミノ酸60-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N2W9
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ