

Wb、Elisa用抗Pibf1ウサギポリクローナル抗体 - Q8W_{xw}3

商品番号: CM0014820

前書き

ヒトPIBF1（CEP90）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。中心体生物学、繊毛形成、プロゲステロン媒介性免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIBF1 Rabbit pAb
備考／別名	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
種	ヒト
遺伝子ID	10464
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPIBF1（NP_006337.2）のアミノ酸598～757に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8W _{xw} 3
タンパク質分子量	90kDa
配送	保冷バッグ