

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Pibf1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wxw3

商品番号: CM0026500

前書き

ヒトPIBF1 (PIBF/CEP90/JBTS33) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットに反応。繊毛形成、プロゲステロンシグナル伝達、生殖免疫学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIBF1 ウサギ pAb
備考/別名	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10464
GeneID	10464
免疫原	ヒトPIBF1 (Q8WXW3) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXW3
タンパク質分子量	90kDa
発送	保冷剤入り