


Wb、Elisa用 抗Pick1 ポリクローナル抗体 - Q9Nrd5

商品番号: CM0015434



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション向けに検証済みの高特異性抗PICK1ポリクローナル抗体。シナプス可塑性と受容体輸送に関与するヒトPICK1タンパク質を標的とします。神経科学研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PICK1 ウサギ pAb
備考/別名	PICK; PRKCABP; PICK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9463
GeneID	9463
免疫原	合成ペプチド ヒトPICK1 (NP_036539.1) のアミノ酸300-400に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRD5
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ