


Ihc-P、Elisa用抗Pick1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrd5

商品番号: CM0017922



前書き

PICK1に対するウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトサンプルを用いたシナプス可塑性および受容体トラフィックにおけるPRKCA結合タンパク質の機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PICK1 Rabbit pAb
備考／別名	PICK; PRKCABP; PICK1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9463
免疫原	ヒトPICK1（NP_036539.1）のアミノ酸300～400番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRD5
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	氷袋