

Wb、Ip、Elisa用 抗Pid1 ポリクローナル抗体 - Q7Z2X4

商品番号: CM0018412

前書き

WB、IP、ELISAで検証済みの抗PID1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプル中のPID1を検出します。前駆脂肪細胞の増殖に関与する細胞質タンパク質で、肥満および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PID1 ウサギ pAb
備考/別名	PCL11; NYGGF4; P-CL11; HMFN2073; PID1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55022
免疫原	ヒトPID1 (NP_060403.3) のアミノ酸124-248に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z2X4
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ