


Anti-Pidd ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Hb75

商品番号: CM0025490



前書き

PIDDウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。p53誘導性デスドメインタンパク質1を標的とし、DNA損傷応答およびアポトーシス経路において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIDD Rabbit pAb
備考/別名	LRDD; PIDD; MRT75
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55367
GeneID	55367
免疫原	ヒトPIDD (NP_665893.2) のアミノ酸1-85に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HB75
タンパク質分子量	100kDa
配送	アイスバッグ