


抗Piezo1 (Fam38A) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa対応) - Q92508

商品番号: CM0026309



前書き

機械受容性イオンチャネル構成成分であるPIEZO1 (FAM38A) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IF/ICC、ELISAのバリデーション済み。触覚・疼痛および血管研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM38A/PIEZO1 ウサギpAb
備考/別名	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9780
GeneID	9780
免疫原	ヒトFAM38A/PIEZO1のアミノ酸2230-2420に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001136336.2)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92508
タンパク質重量	287kDa
配送	アイスバッグ