


Wb、Elisa用 Anti-Piezol1/Fam38A ポリクローナル抗体 - Q92508

商品番号: CM0029044



前書き

ヒトPIEZO1機械受容性イオンチャネルに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。機械刺激伝達、触覚、血管生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM38A/PIEZO1 ウサギ pAb
備考/別名	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	9780
GeneID	9780
免疫原	ヒトFAM38A/PIEZO1 (NP_001136336.2) のアミノ酸1811-1952に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92508
タンパク質分子量	287kDa
輸送方法	保冷バッグ